

bonalive

DE

Bonalive® putty MIS



Kontrollierter Zugang und Dosierung

- Einweg Handgriff
- Vorgefüllte Kartuschen
- 5 cc hervorragend formbares Bonalive® putty
- Osteostimulativ* und osteokonduktiv

Verwendungszweck

- Füllen, Rekonstruieren und Regenerieren von Knochendefekten


Indikationen

- Füllung von Knochenkavitäten und -spalten


*nicht osteoinduktiv

**0,25 cc
pro Hub**

Ref.-Nr.	Bonalive® putty MIS
18100	Vorgefüllte Kartusche mit 1 x 5 cc und Einweg Handgriff
18131	Vorgefüllte Kartusche mit 1 x 5 cc



Ref.-Nr. 18100



Ref.-Nr. 18131

Bonalive Biomaterials Ltd

Biolinja 12, Turku 20750, Finnland

Tel. +358 401 77 44 00

orders@bonalive.com | www.bonalive.com/de